

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## SCHODKÓW DREWNIANYCH



## I. Dane techniczne

Schodek drewniany	
Wysokość	20 cm
Szerokość	45 cm
Głębokość	25 cm
Waga	3 kg

## II. Zastosowanie

Schodki drewniane znajdują swoje zastosowanie w gabinetach lekarskich, szpitalach, salonach masażu w celu ułatwienia wejścia lub zejścia z leżanek.

## III. Obsługa

1. Ustawić schodek na twardym podłożu.
2. Czynności podczas wchodzenia lub schodzenia ze schodka asekuje masażysta lub opiekun.

## IV. Konserwacja i dezynfekcja

Elementy lakierowane (drewniane). Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin Liquid, chusteczki Santi Cloth Active.

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active

## V. Uwagi eksploatacyjne

1. Schodek przeznaczony jest dla jednej osoby jednocześnie.
2. Zabrania się gwałtownego wskakiwania na schodek.

## VI. Zalecenia

1. Użytkować schodek zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać,